



Manufactured By: HYPHEN BioMed

Fibrin Fragment DD

Fragment DD de la Fibrine

Vial of 200 µg/flacon de 200 µg

Ref. APP017A

STORE AT
2-8 °C

For research use only



Uniquement à usage de
recherche

CONSERVER A
2-8 °C

Origin:

Highly purified fibrin Fragment DD, obtained by degradation of a Fibrin clot with plasmin, then purification with ion exchange and gel filtration chromatographies.

Presentation:

Vial containing approximately 200 µg of highly purified human fibrin, fragment DD (DDimer).

Reconstitution:

Each vial must be restored with 1 ml distilled water. It can be diluted to the desired concentration when required. Use a buffer containing a carrier protein (such as BSA) for dilution, in order to avoid material loss.

Excipients:

- Glycine, Hepes.
- 9 mg sodium chloride/vial

Purity:

One major band of about 160,000 daltons on SDS-PAGE.

Viral safety:

Fibrinogen used for preparing fragment DD was extracted from human plasma tested with registered methods and found negative for HIV antibodies, HBs Ag and HVC antibodies. However, no assay may warrant the total absence of infectious agents. Any product of human origin must then be handled with all the required cautions, as being potentially infectious.

Use:

For in vitro use only.
All research studies and protocols where a source of highly purified fibrinogen is necessary.

Stability:

- Restored :**
- 72 hours at room temperature
 - 7 days at 2-8 °C
 - 6 months at -20 °C or below

Lyophilized : Until the expiration date printed on the vial.

Origine :

Protéine hautement purifiée obtenue par dégradation de fibrine humaine par la plasmine et purification par chromatographie d'échange d'ions et de filtration sur gel.

Présentation :

Flacon contenant environ 200 µg de fragment DD de la fibrine humaine (DDimère).

Reconstitution:

Chaque flacon doit être reconstitué par 1 ml d'eau distillée. Il peut être dilué à la concentration requise, si nécessaire. Utiliser un tampon contenant un adjuvant protéique (comme la BSA) afin d'éviter toute perte protéique par adsorption sur les parois du récipient.

Excipients :

- Glycine, hépes.
- 9 mg de chlorure de sodium/flacon

Pureté :

Bande principale d'environ 160 000 daltons sur SDS-PAGE.

Sécurité virale :

Le fibrinogène servant à la préparation du fragment DD a été extrait de plasma humain et testé par des méthodes enregistrées et est certifié exempt d'anticorps VIH, de Hbs Ag et d'anticorps VCH. Toutefois, aucune méthode ne permettant d'exclure totalement le risque d'agent pathogène, ces produits doivent être manipulés avec toutes les précautions requises pour l'utilisation de produits potentiellement infectés.

Utilisation :

Utilisation *in vitro* exclusivement.
Toutes les études ou protocoles dans lesquels l'utilisation d'une source de fibrinogène hautement purifié est nécessaire.

Stabilité du flacon :

- Reconstitué :**
- 72 heures à température ambiante
 - 7 jours à 2-8 °C
 - 6 mois à -20 °C ou moins

Lyophilisé : Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon.

Rev 080305
D.750.09/PP/017A



6560 Gove Court • Mason, OH 45040

Phone: 513.770.1991

Toll Free: 866.783.3797

Fax: 513.573.9241

Email: info@aniara.com

www.aniara.com

Fibrin Fragment DD

Fragment DD de la Fibrine

Vial of 200 µg/flacon de 200 µg

Ref. APP017A

STORE AT
2-8°C

Lot :



Expiration :

CONSERVER A
2-8°C

ANALYSIS CERTIFICATE

ANALYTICAL DATA	SPECIFICATIONS
1. Protein Content (Lowry method; A280 nm) <div style="text-align: center;">..... µg/vial</div>	> 180 µg/vial
2. SDS-PAGE (5 % acrylamide) 1 single band of about daltons	1 major band of about 160,000 daltons

CERTIFICAT D'ANALYSE

RESULTATS D'ANALYSE	SPECIFICATIONS
1. Teneur protéique (Méthode Lowry; D0280 nm) <div style="text-align: center;">..... µg/flacon</div>	>180 µg/flacon
2. SDS-PAGE (5 % acrylamide) 1 bande d'environ daltons	1 bande principale ≈ 160 000 daltons

DATE :

CONCLUSIONS : Passed/Conforme Refused/Non-conforme

Quality Control Manager
Responsable contrôle qualité