

HIGH POSITIVE DDIMER CONTROL PLASMA
ASC101K



For in vitro use only
Pour utilisation in vitro exclusivement

For research use only
Uniquement à usage de recherche

Last revision / Dernière version: 30/07/2009

Intended use

Lyophilised plasma, at a defined DDimer concentration, as measured with commercially available methods and especially the VIDAS-DDimer assay.

Reagents:

Each kit contains:

- **C1:** Vials of 1 ml of High Positive DDimer Control Human Plasma, lyophilised, at a positive DDimer concentration.

The DDimer concentration and the acceptance range, for this positive control, can present variations from lot to lot, but are exactly indicated on the flyer provided with each set of positive control.

The DDimer concentration measured with the Vidas DDimer kits is of about **2 µg/ml**.

Reagent Stability:

In their original package, and before any use, when stored at 2-8°C, the reagents are stable until the expiration date printed on the kit.

Excipients:

Glycine, stabilizers.

Preparation:

- **High Positive DDimer Control Human Plasma (C1):** restore the vial with 1 ml of distilled water; let for 15 min at room temperature; mix gently until complete dissolution of the content.

This positive DDimer control plasma is stable for:

- 24 hours at room temperature (18-25 °C)
- 48 hours at 2-8 °C
- 2 months, frozen in its original vial, or in a plastic tube (before use, thaw in a water bath at 37 °C, for at least 15 min).

Nota : Plasmas used for preparing the Positive DDimer control plasma were tested with registered methods and found negative for HIV antibodies, HBs Ag and HVC antibodies. However, no assay may warrant the total absence of infectious agents. Any product of human origin must then be handled with all the required cautions, as being potentially infectious.

Application

The DDimer concentration, indicated on the flyer, for High Positive DDimer Control plasma, has been measured with the Vidas DDimer, Elisa (Biomerieux).

The target value and the acceptance range, indicated on the flyer, are valid for the assay used. The results obtained can vary, when this control is used with other kits, according to the assay reactivity and its standardisation. This control can nevertheless be used with different DDimer assays, for the quality control, and for testing run to run variability, but the acceptance value and range must be determined by each laboratory.

Utilisation :

Plasma lyophilisé contenant du DDimère à une concentration pathologique, déterminée avec le coffret Vidas DDimer, et proposé pour le contrôle de qualité des dosages du DDimère.

Réactifs :

Chaque coffret comprend :

- **C1 :** Flacons de 1ml de plasma lyophilisé, à taux pathologique de DDimère.

La concentration de DDimer et l'intervalle de confiance de ce contrôle positif peuvent présenter des variations de lot à lot, mais les valeurs exactes sont indiquées sur le papillon fourni dans chaque coffret de contrôle.

Le taux de DDimer, mesuré avec le coffret Vidas DDimer, est d'environ **2 µg/ml**.

Stabilité des réactifs :

Dans leur flacon d'origine, et avant utilisation, les réactifs sont stables jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette du coffret, lorsque celui-ci est conservé à 2-8 °C.

Excipients :

Glycine, stabilisants.

Préparation :

- **Contrôle Positif haut DDimère (C1):** reconstituer le flacon avec 1 ml d'eau distillée ; laisser stabiliser 15 min à température ambiante ; mélanger délicatement jusqu'à dissolution totale du réactif.

Ce plasma ainsi reconstitué est stable :

- 24 heures à température ambiante (18-25 °C)
- 48 heures à 2-8 °C
- 2 mois, conservé congelé dans son flacon d'origine ou dans un tube plastique (avant utilisation, le décongeler pendant 15 min dans un Bain-Marie à 37 °C)

Nota : Les plasmas utilisés pour la préparation du Positive DDimer Control Plasma ont été testés par des méthodes enregistrées et sont certifiés exempts pour l'anticorps VIH, le Hbs Ag et l'anticorps VCH. Toutefois, aucune méthode ne permettant d'exclure totalement le risque d'agent pathogène, ces produits doivent être manipulés avec toutes les précautions requises pour l'utilisation de produits potentiellement infectés.

Application

La concentration en DDimère, indiquée sur le papillon, a été déterminée avec le coffret Vidas DDimer (Biomerieux).

La valeur cible et l'intervalle de confiance indiqués sur le papillon fourni dans le coffret, ne sont valables que pour utilisation avec le coffret utilisé pour le dosage. Les valeurs peuvent différer quand les contrôles sont utilisés avec d'autres coffrets de dosage, en fonction de la réactivité des tests, et de leur standardisation. Néanmoins, les contrôles peuvent être utilisés pour le contrôle de qualité, et l'analyse de la répétabilité du dosage. Les valeurs à prendre en compte sont alors celles déterminées par le laboratoire.