

Factor XIII Deficient Plasma

Plasma Déficiant en Facteur XIII

Vial of 1 mL/flacon de 1 ml (DP200A)
Set of 6x1 mL/Coffret de 6x1 ml (DP200K)

Ref. DP200A / DP200K

STORE AT
2-8 °C

FOR RESEARCH USE ONLY.
NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC
PROCEDURES.

POUR LA RECHERCHE UNIQUEMENT.
NE PAS UTILISER DANS LES
PROCÉDURES DE DIAGNOSTIC.

CONSERVER A
2-8 °C

English, last revision 03-2017

Français, dernière révision 03-2017

ORIGIN:

Citrated human plasma, deficient for Factor XIII, Immuno-depleted.

PRESENTATION:

1 mL vial, lyophilized.

This kit is for research use only and should not be used for patient diagnosis or treatment.

CHARACTERISTICS:

This plasma is deficient for Factor XIII (<1%), whereas all the other coagulation factors are within about the normal range (> 50%).

EXCIPIENTS:

Glycine, Stabilizers.

VIRAL SAFETY:

Plasmas used for Factor XIII Deficient Plasma preparation were tested with registered methods and found negative for HIV antibodies, HBs Ag and HCV antibodies. However, no assay may warrant the total absence of infectious agents. Any product of human origin must then be handled with all the required cautions, as being potentially infectious.

USE:

Lyophilized, human citrated plasma, deficient for Factor XIII, for any protocol or research study where a source of human Factor XIII deficient plasma is required.

The results obtained should be for research purposes only and not used for patient diagnosis or treatment.

REAGENT PREPARATION:

Restore the vial with 1mL distilled water.

Leave for 15 min at room temperature (18-25°C).

Mix gently until complete dissolution of the content.

REAGENT STABILITY:

In its original vial, and before any use, when stored at 2-8°C, the reagent is stable until the expiration date printed on the label.

Restored:

- 8 hours at room temperature (18-25°C).
- 24 hours at 2-8°C.
- 2 months frozen at -20°C or below.

Lyophilized:

- Until the expiration date printed on the vial.

Freezing conditions and stability of the thawed product should be checked in the working conditions of the laboratory user.

ORIGINE :

Plasma humain citraté, déficient en Facteur XIII, immuno-déplété.

PRÉSENTATION :

Flacon de 1 mL, lyophilisé.

Ce coffret est à usage de recherche uniquement et ne doit pas être utilisé pour le diagnostic ou le traitement du patient.

CARACTÉRISTIQUES :

Ce plasma est déficient pour le Facteur XIII de la coagulation (<1%), tandis que tous les autres facteurs sont sensiblement dans la zone normale (> 50%).

EXCIPIENTS :

Glycine, Stabilisants.

SÉCURITÉ VIRALE :

Les plasmas utilisés pour la préparation de ce réactif ont été testés par des méthodes enregistrées et sont certifiés exempts pour l'anticorps VIH, le Hbs Ag et l'anticorps VHC. Toutefois, aucune méthode ne permettant d'exclure totalement le risque d'agent pathogène, ces produits doivent être manipulés avec toutes les précautions requises pour l'utilisation de produits potentiellement infectés.

UTILISATION :

Plasma humain citraté, lyophilisé, déficient en Facteur XIII de la coagulation, obtenu par immuno-adsorption, proposé pour tout protocole ou tout travail de recherche où une source de plasma humain déficient en Facteur XIII est nécessaire.

Les résultats obtenus doivent être utilisés à des fins de recherche uniquement et ne sont pas utilisables pour le diagnostic ou le traitement du patient.

PRÉPARATION DU RÉACTIF :

Reconstituer le flacon avec 1mL d'eau distillée.

Laisser stabiliser 15 min à température ambiante (18-25°C).

Mélanger délicatement jusqu'à dissolution totale du réactif.

STABILITÉ DU FLACON :

Dans son flacon d'origine, et avant utilisation, le réactif est stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette de flacon, lorsque celui-ci est conservé à 2-8°C.

Reconstitué :

- 8 heures à température ambiante (18-25°C).
- 24 heures à 2-8°C.
- 2 mois congelé à -20°C ou moins.

Lyophilisé :

- Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon.

Les conditions de congélation et la stabilité du produit décongelé doivent être vérifiées dans les conditions de travail du laboratoire utilisateur.

Factor XIII Deficient Plasma

Plasma Déficient en Facteur XIII

Vial of 1 mL/flacon de 1 mL (DP200A)
Set of 6x1 mL/Coffret de 6x1 mL (DP200K)

ENGLISH / FRANÇAIS

Ref. DP200A / DP200K

STORE AT
2-8°C

Lot:

Expiration:

CONSERVER A
2-8°C

ANALYSIS CERTIFICATE/CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA/RESULTATS D'ANALYSE	SPECIFICATIONS
FXIII: %	< 1%
aPTT/TCA:..... Sec (Reagent/Réactif : _____)	35 ± 5 Sec
FV : %	> 50%

DATE :

CONCLUSIONS : Passed/Conforme Refused/Non-conforme

Quality Control Manager
Responsable contrôle qualité